

Autolack Klauss GmbH & Co.KG, Forstfeldstr. 10 a, 34123 Kassel

KUNDENINFORMATION

Produktvorstellung

Collomix Rotogen 1000

Hauptsitz

Forstfeldstrasse 10 a
D-34123 Kassel
Telefon +49(0)561-52038 - 0
Telefax +49(0)561-52038 - 19
E-Mail: post@autolack-klauss.de

Zweigstelle

Gewerbestraße 13
99334 Thörey
Telefon +49(0)36202-994 - 0
Telefax +49(0)36202-994 - 19
E-Mail: info.th@autolack-klauss.de

Kassel im November 2016

Autolacke einfach & perfekt gemischt

Sparen Sie sich das Aufrühren von Hand!

- ✓ Zeitersparnis durch Verkürzung der Mischzeiten
- ✓ Hohe Prozesssicherheit - bei auftragsbezogenen Lackmischungen
 - ✓ Konstante Qualität der Mischergebnisse
 - ✓ Verhindern von Farbtonabweichungen
- ✓ Kein Entmischen und Ausschwimmen von Farbpigmenten an der Oberfläche
 - ✓ Keine Reinigung erforderlich

- **Kleine Lackmengen (50 ml - 1 Ltr.)**
werden direkt im geschlossenen Mischbehälter aufbereitet
- **verschiedene Aufnahmeeinsätze**
für Mischlackdosen sowie Mischbechersysteme von 3M / SATA
- **Ex-Schutz**
- **Platzsparend**
- **Display**
einstellbare Mischzeiten, nach Angabe des Lackherstellers



998,00 € netto / Grundgerät

Das Grundgerät ist in zwei Ausführungen lieferbar:

- Aufnahmeeinsatz "rot" für 3M PPS Mischbecher 700 ml und 900 ml
- Aufnahmeeinsatz "gelb" für SATA RPS Mischbecher 600 ml und 900 ml
(für Mini PPS wird ein separater Einsatz sowie Adapter benötigt)

Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch auch Informationsmaterial zu, bestellbar direkt bei uns!

Zubehör



Bestell-Nr.

72.226

Aufnahmeinsatz "rot" für 3M PPS Mischbecher 700 ml und 900 ml
Innendurchmesser 100 mm



72.231

Adapter zu Aufnahmeinsatz "rot" für 3M PPS Mischbecher 200 ml
Innendurchmesser 58 mm



72.224

Aufnahmeinsatz "gelb" für SATA RPS Mischbecher 600 ml und 900 ml
Innendurchmesser 93 mm



72.238

Einlage zu Aufnahmeinsatz RPS Sata Mini "gelb"
Innendurchmesser 66 mm



72.225

Aufnahmeinsatz "blau" für 0,5 l und 1,0 l Mischlack-Dosen
Innendurchmesser 107 - 111 mm



72.229

Adapter zu Aufnahmeinsatz "blau" für 125 ml Kunststoff-Flaschen
Innendurchmesser 58 - 33 mm



72.230

Adapter zu Aufnahmeinsatz "blau" für 300 ml Labor-Mischbecher und 400 ml 3M PPS Midi
Innendurchmesser 74 mm



Für einen standfesten Betrieb des Geräts empfehlen wir:

72.227

Wandkonsole, Träger zur Befestigung an der Wand
b x t x h: 265 x 370 x 200 mm
Gewicht: 5,6 kg



72.250

Stützfuß zur Wandkonsole
b x t x h: 315 x 150 x 737,5 mm
Gewicht: 4,8 kg



72.251

Unterbau mit Haltevorrichtung
b x t x h: 400 x 400 x 432 mm
Gewicht: 13,61 kg

